

GE Healthcare 社製 PET/CT Discovery IQ, MI 用校正線源

^{68}Ge PET 校正用線源



EG-0320CE (㊦192)
DQA ファントム



VQC-068CE (㊦193)
ファントムソース

対応機種	Discovery IQ、Discovery MI	
設計の名称	㊦192 PET/CT 校正用線源 EG-0320 CE	㊦193 PET/CT 校正用線源 VQC-068 CE
線源コード	EG-0320CE	VQC-068CE
線源強度	55MBq	3.5MBq (0.7MBq×5)
認証番号	㊦192	㊦193
外径寸法	φ 137×299.5mm	450×370.5×200mm
製造元	米国 Eckert & Ziegler Isotope Products, Inc.	

- ・本線源は表示付認証機器のため、ご使用開始後 **30 日以内**に「様式第四 表示付認証機器使用届」を原子力規制委員会に届け出ていただくことでご使用が可能です。
- ・本線源をご使用される前に、使用、保管、運搬等にご注意いただきますよう、本線源に添付されている安全取扱説明書の内容をご確認ください。
- ・ご使用時以外は**鉛貯蔵箱**にて保管をお願いします。
- ・ご不要になった本線源は、公益社団法人日本アイソトープ協会へ引取依頼をお願いします。

お問い合わせ・ご注文は



アイソトープ部 放射線源課

TEL:044-589-5002 FAX:044-589-5006

製品輸入元



TEL:03-5843-0558 FAX:03-5297-3888

GE Healthcare 社製 Discovery PET/CT 600, 610, 690, 710 用校正線源

⁶⁸Ge PET 校正用線源



HEGL-0140CE (㊷)191

HEGL-0139CE (㊷)191

ピンソース



VQC-068CE (㊷)193

ファントムソース

対応機種	Discovery PET/CT 600 Discovery PET/CT 610		Discovery PET/CT 690 Discovery PET/CT 710	
	設計の名称	㊷)191 PET/CT 校正用線源 HEGL CE	㊷)193 PET/CT 校正用線源 VQC-068 CE	㊷)191 PET/CT 校正用線源 HEGL CE
線源コード	HEGL-0140CE	VQC-068CE	HEGL-0139CE	VQC-068CE
線源強度	10MBq	3.5MBq (0.7MBq×5)	18.5MBq	3.5MBq (0.7MBq×5)
認証番号	㊷)191	㊷)193	㊷)191	㊷)193
外径寸法	φ 19.05×293.2mm	450×370.5×200mm	φ 19.05×293.2mm	450×370.5×200mm
製造元	米国 Eckert & Ziegler Isotope Products, Inc.			

- ・本線源は表示付認証機器のため、ご使用開始後 **30 日以内**に「様式第四 表示付認証機器使用届」を原子力規制委員会に届け出ていただくことでご使用が可能です。
- ・本線源をご使用される前に、使用、保管、運搬等にご注意いただきますよう、本線源に添付されている安全取扱説明書の内容をご確認ください。
- ・ファントムソースは、ご使用時以外は**鉛貯蔵箱**にて保管をお願いします。
- ・ご不要になった本線源は、公益社団法人日本アイソトープ協会へ引取依頼をお願いします。

お問合せ・ご注文は



アイソトープ部 放射線源課

TEL:044-589-5002 FAX:044-589-5006

製品輸入元



TEL:03-5843-0558 FAX:03-5297-3888